



6zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Ślinociągi
Jednorazowego użytku w różnych kolorach
Opakowanie zawiera: 100 szt
Producent: Asa Dental



220zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Te-econom Plus Intro Pack
Światłoutwardzalny, kontrastujący w promieniach rentgenowskich
hybrydowy materiał złożony
Opakowanie: 4 strzykawki po 4g (A2, A3, A3.5, B2)
wytrawiacz Eco-Etch 2g; butelka Te-Econom Adhesive; 5g akcesoria
Producent: Ivoclar Vivadent



740zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Xrv Herculite General Kit 80g
Uniwersalny, hybrydowy materiał kompozytowy do wypełnień
w zębach przednich i bocznych
Opakowanie: 16 strzykawek po 5g, Optibond Solo Plus 5ml,
wytrawiacz, aplikatory
Producent: KerrHawe



10zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Minuter Wipes
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
Opakowanie: 120 szt
Producent: Alpro



40zł*
BRUTTO
SZTUKA

Helioseal F 1,25g
Światłoutwardzalny materiał, przeznaczony
do uszczelniania bruzd i szczelin
na powierzchniach zębów
Producent: Ivoclar Vivadent



209zł*
BRUTTO
ZESTAW

SpeedCEM + Gumki 10szt GRATIS
Samoadhezyjny cement na bazie materiału złożonego
o podwójnym mechanizmie polimeryzacji oraz w prezencie
gumki do opracowywania oraz do polerowania
wypełnień z materiałów złożonych
Opakowanie: 9g strzykawka
Producent: Ivoclar Vivadent



14zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Kromopan 450g
Masa alginatowa
Opakowanie: 450g
Producent: Lascod

PROMOCJA



99zł*
BRUTTO
SZTUKA

Apexit Plus
Materiał uszczelniający, do ostatecznego
wypełnienia kanałów korzeniowych
Opakowanie: 1 x podwójna strzykawka
Apexit Plus 6g; końcówki mieszające
Producent: Ivoclar Vivadent



85zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Tempophore
Preparat do wypełniania i leczenia zainfekowanych
kanałów korzeniowych w zębach mlecznych
Opakowanie : 7g
Producent: Septodont



110zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Endomethasone N
Uszczelniacz kanałów korzeniowych
Producent: Septodont



30zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Septoject
Igły jednorazowego użytku do karpuli
Opakowanie: 100szt
Producent: Septodont



49zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Detartrine
Gotowa do użycia pasta, przeznaczona do usuwania
kamienia nazębnego i do polerowania zębów.
Opakowanie: 45g
Producent: Septodont



60zł*
BRUTTO
OPAKOWANIE

Racestypine roztwór
Opakowanie: 13ml butelka
Producent: Septodont



NISKA CENA

27zł*
BRUTTO
ZESTAW

Adhesor carbofine
Cement cynkowo – polikarboksylowy stosowany jako materiał
podkładowy pod wypełnienia amalgamatowe i kompozytowe,
jako wypełnienie tymczasowe oraz do cementowania mniejszych protez stałych.
Opakowanie: 80g proszku, 40 ml płyn
Producent: Spofa Dental